

Catálogo de productos



Analizadores y reactivos de bioquímica clínica Cormay

S.O.S. Diagnostik S.A.C.

**CORMAY**

**CORMAY
DIAGNOSTICS**

**SOS** *Diagnostik*
.....

Analizador de química clínica semi automático **Multi + SP**

MULTI + es un analizador de química clínica semiautomático para uso diagnóstico in vitro en laboratorios clínicos para medir la actividad o concentración de parámetros de química clínica en muestras de suero, plasma, orina y líquido cefalorraquídeo. Es adecuado para pequeños laboratorios.

Contacta con nuestro equipo de ventas



- * Sistema operativo Windows fácil de usar con pantalla táctil grande
- * Memoria grande, puerto USB para transferencia de datos
- * Posibilidad de usar celda de flujo y cubetas descartables
- * Posibilidades ilimitadas del sistema óptico
- * Rejilla óptica ajustable de manera continua, 1 nm por ajuste escalonado

Especificaciones Técnicas

Función del sistema:

Modelo	Analizador semi-automatizado
Principios de medición	Fotometría Turbidimetría
Metodología	Punto final, Tasa Inicial, Cinética, Monocromático / Bicromático
Programación	Sistema abierto
Reporte	Reporte comprimido, parámetro de prueba, curva de reacción, curva de calibración, tabla de cc

Sistema óptico

Fuente de luz	Lámpara halógena de tungsteno
Resolución del rango de abs	0,0001 Abs (Cálculo interno) 0,001 Abs (En pantalla)
Fotómetro	Sistema espectroscópico (plano rotatorio)
Longitud de onda	330-800 nm

Sistema de racción


Cubeta de reacción	Celda de flujo o cubetas descartables (10ml)
Temperatura de trabajo	25, 30, 37 °C
Unidad de operación	
Sistema Operativo	Plataforma de software del sistema windows
Interfaz	Comunicación bidireccional RS-232 e interfaz USB
Impresión	Impresora interna o externa

Condiciones de trabajo


Fuente de alimentación	110/220V, 50Hz/60Hz, 80VA
Temperatura	0 - 40 °C
Humedad	= 85%
Dimensión	370 x 284 x 318 mm 780 x 680 x 630 mm
Peso	10 Kg

Software del analizador


* Control de calidad



* Curva de reacción



* Gestión de datos del paciente



2006-12-8 Report style General

No.	S#	Name	Sex	Age	Sender	Dept.
1	1	Jack	M...	23	Smith	Surg
2	2	Rose	F...	22	Smith	Surg

 Select all Clearup histroy patients
 Edit Delete View Print Back

